

Nase zu ?

Nasaline®



NASALINE® Nasenspül-System

Hilft, die Beschwerden bei Erkältungen zu mildern und Ihr Wohlbefinden zu fördern.

Was ist NASALINE®?

NASALINE® besteht aus einem Spritzenteil mit Raum für 60 ml Salzwasser und einem patentierten Silikon-Top, der sich optimal an das Nasenloch anpasst. Der Kanal des Silikon-Tops ist einer Sanduhr nachempfunden, was dazu führt, dass das Salzwasser mit einem schonenden Wirbelstrahl aus der Spritze kommt. So kann die Nase auf einfache, bequeme und sichere Weise mit einer Salzwasserlösung gespült werden.

Warum soll man mit NASALINE® spülen?

Das Spülen hilft, Beschwerden bei Erkältungen zu lindern. NASALINE® kann zur Spülung der Nase wiederholt verwendet werden.

Wer kann NASALINE® anwenden?

Jeder kann NASALINE® verwenden, sofern nicht von ärztlicher Seite davon abgeraten wurde. Auch Kinder ab dem 4. Lebensjahr können NASALINE® unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden. Bei Patienten mit Ohrenentzündungen oder anderen Ohrenbeschwerden sollte vor der Anwendung von NASALINE® ein Arzt konsultiert werden.

PZN 4651898 (D)

PZN 3487209 (A)

XYNDET® Cosmetic GmbH, Kasernenstraße 23, D-40213 Düsseldorf, Germany

www.xyndet.de • info@xyndet.de