



STOPPT DEN TEUFELSKREIS BEI TROCKENEM AUGE

NEU
Unkonservierte
Flasche



1x 10 ml

IDROFLOG®

LÖSUNG ZUR ANWENDUNG
AM AUGE
OPHTHALMOLOGISCHE
OPLOSSUNG
SOLUTION OPHTHALMIQUE
SOLUZIONE OPHTALMICA



6
MONATE*

Ihre Patienten profitieren besonders
bei einer längerfristigen Anwendung
von IDROFLOG®



Für eine bessere Compliance: Jetzt in der Flasche und in Einzeldosen

- ✓ Unkonserviert
- ✓ Mit allen Kontaktlinsen verträglich
- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Flasche: 2 Monate nach Anbruch verwendbar

**IDROFLOG® ist ein Medizinprodukt der Klasse III
zur Behandlung des Trockenen Auges**

Zusammensetzung

- 0,2 % Hyaluronsäure (2 mg/ml Natriumhyaluronat)
- 0,001 % Hydrocortison (10 µg/ml Hydrocortison-Natriumphosphat)
- Ohne Konservierungsmittel

Dosierung/Anwendung

- 1-2 Tropfen 2-4 mal pro Tag in das zu behandelnde Auge
- Gesamtdauer der Behandlung: 2-6 Monate
- IDROFLOG® darf nur unter fachärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nachgewiesen: Kein Anstieg des IOD über 6 Monate Behandlungszeitraum¹

¹ Gesamtdauer der Behandlung laut Gebrauchsinformation: 2-6 Monate

¹ Rolando M et al., Long-Term Activity and Safety of a Low-Dose Hydrocortisone Tear Substitute in Patients with Dry Eye Disease. Curr Eye Res. 2023;48(9):799-804.



Packungsgrößen:
15 Einzeldosen à 0,5 ml
(PZN 5662384)



Flaschengröße:
10 ml-Flasche
(PZN 5959397)



Your experience
Your expertise
Your expectations

Vertrieb:



TRB Chemica (Austria) GmbH
I/2 NÖ-SÜD, Straße 7, Obj. 58D/I/2, OG | 2355 Wiener Neudorf
Tel.: 43 (0) 2236 / 660 600 | Fax 43 (0) 2236 / 660 600-11
office@trbchemica.at | www.trbchemica.at

Hersteller:



ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Via Fratelli Bandiera 26
80026 Casoria, Italien