




Compat[®] Transnasale Ernährungssonden Gastral, duodenal

Compat[®] Soft ENFit™

Transnasale Ernährungssonde aus Polyurethan (Röntgenkontrastfähig).

- Passend für alle gängigen Überleitsets mit ENFit™-Anschluss
- Aus formstabilem, gewebefreundlichem Polyurethan, PVC-frei
- 4 seitlich versetzte Austrittsöffnungen
- Halbkugelförmig entschärftes Sondenende
- Positionsmarkierung alle 5 cm
- Mit vormontiertem Sicherheits-Gleitmandrin (Ausnahme: Compat[®]Soft 5FR ENFit™)
- DEHP, BPA und latexfrei

Art.Nr.	Bezeichnung	FR/cm	Ø mm innen	Hauptindikationen	Anzahl/VE	PZN
12363073	Compat [®] Soft 5FR ENFit™	5/50	1,00	Früh-/Neugeborene	10	4593474
12362842	Compat [®] Soft 10FR S ENFit™	10/120	2,50	Universal-Dünndarmsonde	10	4593497
12363179	Compat [®] Soft 14FR S ENFit™	14/120	3,65	Universal-Magensonde	10	4593511




Compat[®] Transnasale Ernährungssonden Gastral - für kritisch Kranke

Compat[®] DualPort

Einlumige Nasogastrale Ernährungs- und Ablaufsonde mit Y-Konnektor für ENFit™/Trichter

- Zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten und Arzneimitteln über den ENFit™-Konnektor
- Zur gastralen Ableitung/intermittierenden Aspiration des Mageninhaltes über den Trichteransatz (mit den meisten Sammelbehältern kompatibel)
- Hilft, die Anzahl der Manipulationen zu senken
- Wurde entwickelt, um bei der Überprüfung auf gastrale Restmengen nicht zu kollabieren
- Aus formstabilem, gewebefreundlichem Polyurethan - PVC, DEHP, BPA und latexfrei
- 14FR/120cm
- Positionierungsmarkierungen alle 5 cm
- 4 seitliche Austrittsöffnungen
- Röntgenkontrastfähig
- Halbkugelförmig entschärftes Sondenende
- Vormontierter Mandrin mit Silikon-Gleitmittelbeschichtung zur leichteren Entfernung des Mandrins nach Positionierung der Sonde

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl/VE	PZN
12391311	Compat [®] DualPort 14FR ENFit™	20	4760268




Compat[®] Transnasale Ernährungssonden Gastral/Jejunal - für kritisch Kranke

Compat[®] StayPut ENFit™

Doppellumige Ernährungssonde zur frühzeitigen Ernährung kritisch kranker Patienten.

- Zur jejunalen Ernährung bei gleichzeitiger Ableitung des Mageninhaltes
- 18FR/120cm Magendrainage-Sonde, 9FR/165cm Jejunalsonde
- ENFit™-Anschluss mit integrierter Verschlusskappe zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten und Arzneimittel
- Trichteranschluss mit integrierter Kappe zur Magendrainage (mit den meisten Sammelbehältern kompatibel)
- Zur endoskopischen, röntgenologischen oder intraoperativen Sondenlegung
- Aus formstabilem, gewebefreundlichem Polyurethan - PVC, DEHP, BPA und latexfrei
- Sondenlänge ermöglicht sichere Platzierung jenseits des Treitz'schen Bandes
- Positionsmarkierungen alle 5 cm
- Röntgenkontrastfähig
- Vormontierter Mandrin mit Silikon-Gleitmittelbeschichtung zur leichteren Entfernung des Mandrins nach Positionierung der Sonde

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl/VE	PZN
12380234	Compat [®] StayPut 9/18FR ENFit™	1	2648484



Compat[®] Perkutane Ernährungssonden Gastral

Compat[®] Gastrotube

Gastrostomie-Ersatzsonde aus Silikon mit Y-Anschluss, mit Magenballon für die interne Fixierung.

- ENFit™-Anschluss mit Y-Konnektor zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten und Arzneimittel
- Langlebiger Silikonballon für eine Liegedauer von bis zu 90 Tagen
- Farbkodiertes Füllventil mit Luer-Anschluss: einfache Identifikation der Sondengröße
- Zum Befüllen des Ballons eine Luer-Spritze verwenden
- Positionsmarkierungen in Zentimeterschritten
- Verbessertes Design der Halteplatte, um Hautirritationen zu vermeiden
- DEHP, BPA und latexfrei

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl/VE	PZN
12287746	Compat [®] Gastrotube 16FR	1	4303766
12287605	Compat [®] Gastrotube 22FR	1	1869473

Compat® Enterale Ernährungspumpe



Compat® Ella Pumpe

Die innovative, mobile enterale Ernährungspumpe mit benutzerfreundlichem Farbdisplay und Sprachauswahl.

- Kontinuierliches oder Intervall-Programm mit Förderraten von 1 ml/h bis 600 ml/h, mit oder ohne Zielvolumenvorgabe von 1 ml bis 4000 ml
- Übersichtliche U-förmige Tastatur mit intuitiv verständlichen Symbolen
- Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen und Volltextanzeige
- Individuelle Anzeige für jeden Alarm, wie z.B. separater Alarm für Okklusion in Zu- oder Abfluss
- +/- 5% Fördergenauigkeit
- AAFF Technologie: Auto-Anti-Free-Flow Technologie zur Patientensicherheit
- 5-Jahres-Wartungsintervall
- Pumpe kann unter fließendem warmen Wasser gereinigt werden
- 24h Akkudauer bei einer Förderrate von 125 ml/h
- 30-Tage-Ernährungsverlauf
- PDMS Schnittstelle

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl/VE	PZN
12272020	Compat® Ella Pumpe	1	4404697
12277770	PDMS-Kabel	1	-
12279521	Schwesternrufkabel	1	-
12277736	Compat® Ella Rucksack	1	4551530
12277737	Compat® Ella Tischstände	1	4551547

Compat® Universal Überleitsysteme für die enterale Ernährungstherapie

Mehr Sicherheit in der enteralen Ernährung – ENPlus & ENFit™ Konnektoren:

ENFit™ ist ein neues Konnektierungssystem für die enterale Ernährung, das alle Anforderungen der ISO-Norm 80369-3 erfüllt. Dies umfasst die Verbindung zwischen dem Überleitset und der Ernährungssonde, sowie zwischen dem Medikamentenport und der Spritze. Alle unserer Anschlüsse entsprechen bereits dieser Norm. Das standardisierte Konnektierungssystem hilft sicherzustellen, dass nur Sondennahrung durch die enteralen Ernährungssysteme verabreicht werden kann. Denn Patientensicherheit ist unsere erste Priorität.

Compat® Überleitsysteme Schwerkraft oder Pumpe

Compat® Gravity Universalset ENFit™

- Überleitsystem zur Schwerkraftapplikation
- Passend für:
 - enterale Behältnisse mit ENPlus Anschluss oder Kronkorken- und Weithalsflaschen
 - enterale Ernährungssonden mit ENFit™ Anschluss
 - Medikamenten Port: ENFit™
- Großlumiger Schlauch
- Mit Y-Stück zum Spülen der Ernährungssonde
- Material: PVC - DEHP, BPA und latexfrei

Art.Nr.	Anzahl/VE	PZN
12298230	30	4746067

Compat® Ella Universalset ENFit™

- Überleitsystem für Compat® Ella Pumpe
- Mit ENPlus- und ENFit™-Anschluss
- Passend für:
 - enterale Behältnisse mit ENPlus Anschluss oder Kronkorken- und Weithalsflaschen
 - enterale Ernährungssonden mit ENFit™ Anschluss
 - 3-Wegehahn: ENFit™
- Mit 3-Wegehahn zum Spülen der Ernährungssonde
- Material: PVC und Silikon - DEHP, BPA und latexfrei

Art.Nr.	Anzahl/VE	PZN
12298206	30	4746021

Compat® Ella Pump Set Spike ENFit™

- Überleitsystem für Compat® Ella Pumpe
- Mit ENPlus- und ENFit™-Anschluss
- Passend für:
 - enterale Behältnisse mit ENPlus Anschluss
 - enterale Ernährungssonden mit ENFit™ Anschluss
 - 3-Wegehahn: ENFit™
- Mit 3-Wegehahn zum Spülen der Ernährungssonde
- Material: PVC und Silikon - DEHP, BPA und latexfrei

Art.Nr.	Anzahl/VE	PZN
12298203	30	4746009

Compat® Leerbeutel

Compat® Flexibaggle 500ml

- ENPlus-Anschluss, kompatibel mit allen ENPlus-Überleitgeräten
- Steriler Leerbeutel aus PE (Polyethylen)
- DEHP, BPA und latexfrei
- Platzsparend zusammenfaltbar

Art.Nr.	Inhalt	Anzahl/VE	PZN
12440917	500 ml	30	2704633

Compat® Flexibaggle 1,5 Liter

- ENPlus-Anschluss, kompatibel mit allen ENPlus-Überleitgeräten
- Leerbeutel aus EVA, Schlauch PVC
- Alle Materialien: DEHP, BPA und latexfrei
- Platzsparend zusammenfaltbar

Art.Nr.	Inhalt	Anzahl/VE	PZN
12306162	1,5 Liter	30	2345329

Compat® Leerbeutel mit integriertem Überleitsystem

Compat® Gravity Combiset 1,5L ENFit™

- Leerbeutel mit integriertem Schwerkraftüberleitsystem
- Passend für:
 - enterale Ernährungssonden mit ENFit™ Anschluss
 - Medikamentenport: ENFit™
- Leerbeutel aus EVA - DEHP, BPA und latexfrei
- Überleitsystem aus PVC - DEHP, BPA und latexfrei
- Mit Y-Stück zum Spülen der Ernährungssonde

Art.Nr.	Inhalt	Anzahl/VE	PZN
12298204	1,5 Liter	30	4746044

Compat® Ella Combiset 1,5L ENFit™

- Leerbeutel mit integriertem Überleitsystem für Compat® Ella Pumpe
- Passend für:
 - enterale Ernährungssonden mit ENFit™ Anschluss
 - 3-Wegehahn: ENFit™
- Leerbeutel aus EVA - DEHP, BPA und latexfrei
- Überleitsystem aus PVC - DEHP, BPA und latexfrei
- Mit 3-Wegehahn zum Spülen der Ernährungssonde

Art.Nr.	Inhalt	Anzahl/VE	PZN
12298202	1,5 Liter	30	4745984