

Zungenschaber Edelstahl

PZN 6124200

| Artikelnummer 1251

Zungenschaber aus Edelstahl zur täglichen Reinigung der Zungenoberfläche und Unterstützung einer frischen Mundhygiene.



Der Zungenschaber aus Edelstahl ist eine praktische Ergänzung zur täglichen Mundpflege. Durch die regelmäßige Reinigung der Zungenoberfläche können Beläge, Bakterien und Ablagerungen entfernt werden, die sich insbesondere über Nacht auf der Zunge ansammeln.

Die glatte Edelstahloberfläche ermöglicht eine einfache und hygienische Anwendung. Dank der stabilen Ausführung liegt der Zungenschaber sicher in der Hand und unterstützt eine gründliche Reinigung der gesamten Zungenoberfläche.

Die tägliche Anwendung kann zu einem frischeren Mundgefühl beitragen und ergänzt die Zahnpflege sinnvoll.

Eigenschaften

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Zur täglichen Zungenreinigung geeignet
- Entfernt Beläge und Ablagerungen von der Zungenoberfläche
- Unterstützt ein frisches Mundgefühl
- Wiederverwendbar und langlebig
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Ergonomische Handhabung

Anwendung

1. Den Zungenschaber am hinteren Bereich der Zunge ansetzen.
2. Mit leichtem Druck nach vorne ziehen.
3. Vorgang mehrmals wiederholen.
4. Anschließend den Mund ausspülen und den Zungenschaber reinigen.

Reinigung

Nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser reinigen. Bei Bedarf desinfizieren.

Hinweise

Nicht mit übermäßigem Druck anwenden.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produktinformationen

Artikellänge:	1,50 cm
Artikelbreite:	11,00 cm
Artikelhöhe:	14,10 cm
Artikelgewicht:	0,01 kg
Versandgewicht:	0,02 kg
Inhalt/Menge:	1 St
UVP:	7,99 €



Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 0211 17754 0
Fax +49 0211 17754 20